

Helipur® fresh

Schnelle Reinigung und Desinfektion von Instrumenten

Eigenschaften

- Flüssiges Konzentrat mit angenehmem Duft
- Aldehyd- und phenolfrei
- Schnelle und schonende Aufbereitung von chirurgischem und zahnärztlichem Instrumentarium, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien, Laborgeräten
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- Enthält Korrosionsschutz
- Außergewöhnliche Reinigungskraft, verbunden mit optimalem Blut- und Sekret-Lösevermögen
- Vermeidet die Fixierung von Proteinen und ist damit gemäß Empfehlung des RKI zur Prävention der Übertragung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) durch sterilisierbare Instrumente geeignet
- Sehr wirtschaftlich ab einer Konzentration von 0,5 %
- 1 Liter Konzentrat ergibt 200 Liter Anwendungslösung (0,5 %)

VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Lieferform	VE	Art.-Nr.	PZN
1000 ml-Flasche	10	180440	20109354
5 Liter-Kanister	1	180441	20109360

Physikalisch-chemische Daten

pH-Wert (20 °C):	Konzentrat:	Gebrauchslösung: 1 %
Dichte (20 °C, g/ml):	ca. 11-12	ca. > 10
Aussehen:	klar	klar
Geruch:	blau-grün	blau-grünlich angenehm frisch

Helipur® fresh – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: Didecylmethylammoniumchlorid (DDAC) 6,0 g, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine 9,9 g, < 5 % nichtionische Tenside, Lösemittel, Komplexbildner, Parfum, Korrosionsinhibitoren, Farbstoff, Hilfsstoffe. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nichtionische Tenside. Angaben gemäß Gefährstoffverordnung: ätzend. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ausgezeichnete Reinigungseigenschaft



Hinweise zur Anwendung

Nach erfolgter Desinfektion und Reinigung die Instrumente sorgfältig spülen. Den letzten Spülgang in vollentsalztem oder destilliertem Wasser durchführen, trocknen lassen und nach Erfordernissen weiter aufbereiten. Vor dem Erstgebrauch von Helipur® fresh Instrumentenwannen gründlich mit Wasser unter Zusatz eines Detergens, z. B. Helizyme, reinigen, um Rückstände von anderen Produkten (insbesondere aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln) zu entfernen. Nicht mit aldehydhaltigen Produkten mischen.

Konzentration und Einwirkzeiten (EWZ)

Einsatzgebiet	Norm (hohe Belastung)	Konz.	EWZ	Konzentratmenge für 1 Liter
bakterizid/ levurozid	gem. VAH EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562	0,5 % 1,0 % 0,5 %	15 Min. 5 Min. 15 Min.	5 ml 10 ml 5 ml
tuberkulozid	EN 14348, EN 14563	2,0 %	60 Min.	10 ml
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	EN 14476 EN 17111	1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,5 %	5 Min. 60 Min. 5 Min. 15 Min.	10 ml 5 ml 10 ml 5 ml