

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Meliseptol Wipes ultra

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion, Weiße Tücher mit charakteristischem Geruch.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Kann bei Augenkontakt zu Reizungen führen. Kann die Schleimhäute reizen.
Nicht ins Grundwasser oder Oberflächengewässer gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: 112
Verschütten: Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

ERSTE HILFE



Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt hinzuziehen.

Arzt:

Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung ablegen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.06.2015

Nr.: 00056-0318

Datum:

Unterschrift: