



Schnell und hochwirksam

CIDEX® OPA (ortho-Phthalaldehyd) - der neue Standard der Instrumenten-

desinfektion: schneller unter Beibehaltung einer ausgezeichneten Materialverträglichkeit.

CIDEX® OPA ist innerhalb von 5 Minuten wirksam gegenüber einem breiten Spektrum von Mikroorganismen, einschließlich Mycobakterien und Viren.

Angenehmer Geruch

CIDEX® OPA zeichnet sich besonders durch einmalig geringen und angenehmen Geruch aus.

Einfache und zeitsparende Handhabung

CIDEX® OPA ist ein Produkt Ihrer Wahl, wenn Sie nach einer effektiveren Alternative zu anderen Aldehyden suchen, denn es wird als gebrauchsfertiges Produkt angeboten. Die Zubereitungszeit für ein kompliziertes Ansetzen oder Verdünnen entfällt.

Kostensparend

Unter Anwendung des CIDEX® OPA Teststreifens zum Nachweis der effektiven Konzentration, ist die CIDEX® OPA Lösung bis zu 14 Tage verwendbar. Die nur 5-minütige Einwirkungszeit garantiert eine schnelle und kostengünstige Instrumentenaufbereitung, besonders im endoskopischen Bereich. Aufgrund seiner hervorragenden Materialverträglichkeit ist für CIDEX® OPA auch der Einsatz in automatischen endoskopischen Aufbereitungssystemen kein Problem.

Ausgezeichnete Materialverträglichkeit bei einem breiten Spektrum von Instrumenten

Durch seine hervorragende Materialverträglichkeit ist CIDEX® OPA vielseitig einsetzbar, z.B. für:

- Endoskopie
- Urologie
- Chirurgie
- Atemtherapie
- Kieferchirurgie

Freigegeben von führenden Instrumentenherstellern

CIDEX® OPA wird empfohlen von vielen führenden Instrumentenherstellern wie z.B.:

- Olympus
- Pentax Worldwide
- Acuson Corporation
- Circon ACMI
- Storz

Außerdem wurde auch eine große Anzahl von Materialien erfolgreich auf Verträglichkeit getestet:

- Metall / Plastik
- Elastisches Material
- Kleber
- Zahnarztmaterial

Technische Daten

• Anwendungskonzentration

0.55% ortho-Phthalaldehyd

• Leistungsspektrum

in 5 Minuten viruzid, bakterizid, fungizid und tuberkulozid

• Aktivierung / Verdünnung

entfällt, nach Anweisung direkt aus der Flasche verwenden

• Verwendbarkeit

Bis zu 14 Tage verwendbar oder laut Wirksamkeitsüberprüfung durch CIDEX® OPA Teststreifen

• Haltbarkeit

Bis zu 30 Tage nach Öffnen, ungeöffnet 2 Jahre

• Medizinprodukte-Klassifizierung

Klasse II a MDD 93/42/EEC

• Entsorgung

Bitte die örtlichen Abwasservorschriften beachten (siehe Sicherheitsdatenblatt)



Sämtliche genannten Marken- und Firmenbezeichnungen sind rechtlich geschützt.



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

A DIVISION OF Johnson & Johnson MEDICAL

Johnson & Johnson Medical
Oststraße 1,
22844 Norderstedt,
Deutschland
Tel: (040) 52 20 70
Fax: (040) 52 20 73 14

Johnson & Johnson Medical
Rotzenbühlstraße 55,
8957 Spreitenbach,
Schweiz
Tel: (056) 417 33 33
Fax: (056) 417 63 27

Johnson & Johnson Medical
Gunoldstraße 16,
1190 Wien,
Österreich
Tel: (01) 360 25 0
Fax: (01) 360 25 502

*Ein neuer Standard in der
Instrumentendesinfektion*

- **Schnell - wirksam
in nur 5 Minuten**
- **Einfach in der
Handhabung**
- **Kostensparend**
- **Ausgezeichnete
Materialverträglichkeit**

